

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2023

Biodentine™

Υποκατάστατο οδοντίνης με 9 ενδείξεις συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας διατήρησης της ζωτικότητας του πολφού και της βιοενεργής έμφραξης των βαθιών κοιλιοτήτων



BioRoot™ RCS

Απλή και γρήγορη τεχνική Πάνω από 95% κλινική επιτυχία. Τεχνική ενός κύριου κώνου γουταπέρκας και του BioRoot™ RCS, ύστερα από 12 μήνες με αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα της κάθετης συμπίκνωσης με εμφρακτικό υλικό οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης



Έμφραξη ριζικών σωλήνων

Το Biodentine™ σώζει τον πολφό **ΑΚΟΜΗ** και όταν υπάρχουν ενδείξεις και συμπτώματα μη αναστρέψιμης πολφίτιδας*

Το Biodentine™ φέρνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα για τη θεραπεία περίπου των 85% κλινικών** περιστατικών μη αναστρέψιμης πολφίτιδας:

- Η θεραπεία του ζωντανού πολφού επιτρέπει τον καθολικό σχηματισμό γεφυρών οδοντίνης
- Με τη θεραπεία ελάχιστης παρέμβασης διατηρείται ο οδοντικός ιστός
- Άμεση ανακούφιση από τον πόνο για την άνεση του ασθενή σας
- Διαδικασία βιοενεργής έμφραξης με ευκολότερο πρωτόκολλο



ACTIVE
BIOSILICATE
TECHNOLOGY



1x Biodentine (15 κάψουλες) €270,00



+ ΔΩΡΟ

R4+ Διάλυμα κλωρεξιδίνης 2%, αξίας €92,00

2x Biodentine (2 x 15 κάψουλες)

συνολικής αξίας €540,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% στον ΔΟΝΗΤΗ

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ, δηλαδή από €340,00 στα €238,00



Αξία €17,00

Με κάθε αγορά Biodentine ΔΩΡΟ

σε ηλεκτρονική μορφή το πρώτο βιβλίο του είδους του, με τίτλο: «Biodentine™: Properties and Clinical Applications» είναι αφιερωμένο στα χαρακτηριστικά του υλικού και στις πολλαπλές εφαρμογές του. Ένας οδηγός, τον οποίο επιμελήθηκε ο διάσημος καθηγητής Imad About.

*αν αμόσωση δεν μπορεί να επεξευθεί μετά την πολφιοση, ακολουθεί πολφεκτομή και ενδοδοντική θεραπεία για να αποκατασταθεί το δόντι (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017). ** Taha et al.2018

Το BioRoot™ RCS είναι υδρόφιλο: ρέει στα οδοντινοσωληνάρια και στους πλάγιους ριζικούς σωλήνες

Κρυστάλλωση κατά την πήξη του υλικού: χημικός δεσμός με την οδοντίνη και ερμητική έμφραξη

Γουταπέρκα: μαλακός πυρήνας σε περίπτωση που απαιτείται επανάληψη της θεραπείας

Βιοδραστικότητα: Υποστηρίζει την περιακρορριζική επούλωση

Το BioRoot™ RCS: έχει μόνο οφέλη

Κλινικές απαιτήσεις:

- Ερμητική πλάγια και ακρορριζική έμφραξη
- Επιτυγχάνεται μια 3 διαστάσεων ερμητική έμφραξη δίκως συμπίεση.
- Περιορίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων
- Η μέγιστη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου που οδηγεί σε αύξηση του pH (> 11).
- Δεν συρρικνώνεται
- Υλικό δίκως ρητίνη, διατηρεί την ποιότητα της έμφραξης με την πάροδο του χρόνου.

Λειτουργικές απαιτήσεις:

- Απλή & Εύκολη τεχνική έμφραξης των ριζικών σωλήνων χωρίς καμπύλη μάθησης.
- Γρήγορος χρόνος εφαρμογής
- Μέσω της τοποθέτησης ενός μόνο κώνου
- Αποτελεσματική τεχνική συγκριτικά με το κόστος
- Δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον εξοπλισμό, μειωμένο κόστος για την κάθε έμφραξη.
- Εύκολη η επανάληψη της θεραπείας
- Διάλυση της γουταπέρκας με ευκάλυπτο και απομάκρυνση της έμφραξης με τα ενδοδοντικά εργαλεία.

€235,00

+
ΔΩΡΟ

Canal+ Cream
αξίας €63,00



Συσκευασία:
15 gr σκόνης φιάλη
και 35 μονές
δόσεις υγρού



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

Clearfil™ DC Core Plus Kit

Σύστημα διπλού πολυμερισμού για την συγκόλληση αξόνων και την κατασκευή κολοβωμάτων

Εύκολο! Δυνατό! Έμπιστο! Η απόλυτη αίσθηση των υλικών κατασκευής κολοβωμάτων

Όταν εξασκούμε την επανορθωτική οδοντιατρική, η δημιουργία μιας ποιοτικής συγκόλλησης αξόνα και ανασύστασης κολοβωμάτων συχνά εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό δυσκολίας και τεχνικής ευαισθησίας.




€127,40

Πλεονεκτήματα

- Ελαστικοποιείται ο κίνδυνος αποσυγκόλλησης και κατάγματος της ρίζας λόγω του κατάλληλου μέτρου ελαστικότητας παρόμοιο με της οδοντίνης. Μέτρο ελαστικότητας 6-10 GPa
- Εύχρηστο, Διαθέσιμος χρόνος εργασίας 3 λεπτά.
- Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυμερισμού (φωτοπολυμεριζόμενη με ιδιότητες της χημικής πολυμεριζόμενης)
- Άμεση εφαρμογή με τη σύριγγα αυτόματης ανάμιξης
- Ακτινοσκληρό.

Αντοχή στην κάμψη

Το CLEARFIL™ DC CORE PLUS δείχνει υψηλότερη αντοχή στην κάμψη σε σχέση με τα διάφορα άλλα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων.



Πηγή: Dr. C. J. Kleverlann, Ακαδημαϊκό κέντρο οδοντιατρικής Άμστερνταμ, Ολλανδία.
*Δεν αποτελεί εμπορικό σήμα της Kuraray Co. Ltd

Συσκευασία Clearfil™ DC Core Plus Kit

Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις Οδοντίνη & Λευκό. Το σετ περιλαμβάνει σύριγγα (17.9g/9ml) στη ζητούμενη απόχρωση, συγκολλητικό παράγοντα Clearfil Universal Bond Quick (1ml), 20 ρύγχη ανάμιξης, 10 ρύγχη οδηγού (L), 10 ρύγχη οδηγού (S), 50 endo applicators και παρελκόμενα

abrasive technology

Μια πλήρης σειρά αξόνων ενισχυμένων με ίνες πολυμερούς για μυλοριζικές αποκαταστάσεις κολοβωμάτων

- Ανατομικά
- Κυλινδρικά
- Μήκος: 19 mm
- Χρωματική κωδικοποίηση
- Διάμετρος: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 mm
- Κωνικότητα: 3
- Βιομηχανικά προσιλοανοποιημένοι

Διατίθενται και μεμονωμένες συσκευασίες αξόνων



Carbopost®

Συσκευασία 20 τεμάχια και 4 τρύπανα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

τώρα €116,10 από €129,00

Snowlight®

Συσκευασία 20 τεμάχια και 4 τρύπανα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

τώρα €167,40 από €186,00



Με την αγορά 2 συσκευασιών Clearfil DC Core kit

ΔΩΡΟ μια συσκευασία 10 τεμ. Snowlight χωρίς τρυπάνι αξίας €63,00



Χρησιμοποιήστε ενδοστοματικά το KATANA™ Cleaner πριν τη συγκόλληση για την καθαριότητα και απομάκρυνση επιμόλυνσης του ριζικού σωλήνα ώστε να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της συγκόλλησής σας

€22,00

€100,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



Ανταλλακτική πάστα Clearfil™ DC Core Plus Dentine ή White (17.9 g / 9 ml), 20 mixing tips, 10 guide tips (L), 10 guide tips (S)

ΔΩΡΟ μια ρητίνη Clearfil™ Majesty ES-2 Universal U (1.2 gr), αξίας €22,10



Miraject® Endotec Luer

Αμβλείες Βελόνες με πλάγια διανομή

- Η πλάγια διανομή δεν προσδίδει πίεση στο ακρορίζιο
- Ιδανικές και για περιοδοντικούς θύλακους χωρίς να τραυματίζεται ο μαλακός ιστός
- Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 25 τεμ
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Συσκευασία 25 τεμ.	Κωδ.	€*	
Miraject Endotec Luer	∅ 0,8 mm, μήκους 25 mm	254 216	47,00
Miraject Endotec Luer	∅ 0,6 mm, μήκους 25 mm	254 217	47,00
Miraject Endotec Luer	∅ 0,5 mm, μήκους 25 mm	254 218	47,00
Miraject Endotec Luer	∅ 0,4 mm, μήκους 25 mm	254 228	47,00
Miraject Endotec Luer	∅ 0,3 mm, μήκους 25 mm	254 219	47,00

Miraject® PL Super

Κοντές Βελόνες εφαρμογής

- Για την εφαρμογή υγρών, γέλης και για τους διακλυσμούς ευρέων ριζικών σωλήνων
- Αποστειρωμένη συσκευασία
- Εύκαμπτες
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Συσκευασία 100 τεμ.	Κωδ.	€*	
Miraject PL Super	∅ 0,9 mm, μήκους 22 mm	254 214	18,00

Miraject® Endo Luer

Μακρίες Βελόνες

- Ιδανική για την ενδοδοντία (διακλυσμό ριζικών σωλήνων)
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer
- Σε 2 ιδανικά μεγέθη 30g και 25g για εύκολη εφαρμογή στον ρ.σ.



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Συσκευασία 100 τεμ.	Κωδ.	€*	
Miraject Endo Luer, λεπτές	∅ 0,3 mm, μήκους 40 mm	254 222	15,00
Miraject Endo Luer, μεσαίες	∅ 0,5 mm, μήκους 40 mm	254 215	15,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Η ενδοδοντική
θεραπεία
από τη **SEPTODONT**
στο πλάι σας
σε κάθε βήμα!



Προετοιμασία
των ριζικών σωλήνων



Canal+ Cream

Κρέμα EDTA για τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων και την απομάκρυνση υπολειμμάτων οδοντίνης.
Σύνθεση: EDTA, PEG

Συσκευασία
με 2 σύριγγες 7,0 g

€63,00

ΕΚΠΤΩΣΗ
10%

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα	Οφέλη
Λιπαντική δράση	Μείωση της τριβής των ενδοδοντικών μικροεργαλείων	Εύκολη προετοιμασία και έμφραξη των ριζικών σωλήνων
Δράση κήλησης	Απομάκρυνση των ανόργανων ουσιών (απομάκρυνση υπολειμμάτων οδοντίνης)	Προετοιμασία και εύκολος καθαρισμός των ριζικών σωλήνων



Συσκευασία
100ml

€92,00

ΕΚΠΤΩΣΗ
10%

R4+

Διάλυμα κλωρεξιδίνης 2% για τους ριζικούς σωλήνες.
Σύνθεση: διάλυμα διγλυκονικής κλωρεξιδίνης (2%)

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα	Οφέλη
Έχει 2% κλωρεξιδίνη	Επιτρέπει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων	Αποτελεσματικό για τον τελικό διακλυσμό ριζικών σωλήνων
Πατενταρισμένος επιφανειοδραστικός παράγοντας	Καλύτερη διείσδυση περιφερικά στους ριζικούς σωλήνες και στους ιστούς	Βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των προϊόντων Ιδανικό ξέβγαλμα και καθαρισμός των ριζικών σωλήνων



BioRoot™ RCS

Μόνιμο εμφρακτικό υλικό των ριζικών σωλήνων
Σύνθεση: υδροφιλο εμφρακτικό υλικό βασισμένο στο πυριτικό τριαξέστιο
Μακρόχρονη επιτυχία

DENTAPREN

η **ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ**
για το ιατρείο σας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Dentapren kit περιλαμβάνει 5 λαβές συμβατικές, 2 τύπου στυλό, 7 θήκες αναισθητικής φύσιγγας, 3 μπαταρίες και 25 προστατευτικά μιας χρήσεως.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
- ΑΣΥΡΜΑΤΗ
- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
- ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ

€2,400,00

+
ΔΩΡΟ
5 ΚΟΥΤΙΑ
ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT
ΑΞΙΑΣ € 75,00



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καθημερινή εφαρμογή της τοπικής οδοντικής αναισθησίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εργονομική και ελαφριά λαβή 40 gr
 - Συμβατή με οποιοδήποτε τύπο βελόνας επιλέξετε
 - Δύο διαφορετικές λαβές μας επιτρέπουν να την κρατάμε όπως μια συμβατική σύριγγα ή ως λαβή στυλό
 - Ασύρματη, λειτουργεί με μπαταρίες χωρίς πεντά ή κοινόσολα
 - 3 ταχύτητες έγχυσης αναισθητικού για την καλύτερη διαχείριση των ενέσεων σας
 - 2 τύποι λειτουργίας (συνεχής ροή ή σταδιακά αυξανόμενη)
- Αναποκρίνεται στις προτιμήσεις των ασθενών σας: σταθερή ροή για τη μείωση του πόνου, καθυσταστική εμφάνιση.
Αναποκρίνεται στις ανάγκες σας: άνεση και επαναληψιμότητα των ενέσεων σας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
Αντιστοιχεί στις συνθήκες σας: χωρίς εκπαίδευση, η σύριγγα και η χειρολαβή όπως ενός στυλό, συμβατό με οποιαδήποτε βελόνα.

Αναισθητικά **SEPTODONT**
Βελόνες **SEPTOJECT**

Η έξυπνη επιλογή για τη σωστή διαχείριση του οδοντικού πόνου!



Σύνθεση
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:100000

Σύνθεση
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:200000

Σύνθεση
Λιδοκαΐνη 2%
Αδρεναλίνη 1:80000



Σύνθεση Υδροχλωρική
μειπιβακαΐνη 3% χωρίς
αγγειοσπαστικό
έκδοχα



ΣΤΑ **10** ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ € 150,00

ΔΩΡΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΞΙΑΣ €55,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Με την αγορά **20** συσκευασιών **MANI GLIDE FINDER** και **MANI JIZAI** **ΕΚΠΟΤΣΗ 25%**

ΒΗΜΑ 1
Πρόσβαση και διάνοιξη των ριζικών σωλήνων
Χρησιμοποιήστε για τη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα Jizai Orifice opener (025.14) και παρασκευάστε το μυλικό τμήμα του ριζικού σωλήνα.
Η παρασκευή του μυλικού τμήματος μπορεί να γίνει με Peeso Reamers και Gates Drills.

ΒΗΜΑ 2
Βατότητα
Χρησιμοποιήστε MANI D Finders για να εξασφαλίσετε τη βατότητα των ριζικών σωλήνων.
Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε #12 D Finders πριν τη #15 χειρός ρίνη.
Αν τα MANI D Finders δεν αποδίδουν λόγω ενασβεστώσεως, χρησιμοποιήστε Glide Finders #10

ΒΗΜΑ 3
Διαμόρφωση διόδου ολίσθησης
Δημιουργήστε τη διόδο στους ριζικούς σωλήνες με #15.02 ρίνη χειρός.
Η #20.02 ρίνη ελαστικοποιεί τους κινδύνους κατάγματος της ρίζας

ΒΗΜΑ 4
Διαμόρφωση σχήματος ριζικών σωλήνων
Όλες οι ρίνες χρησιμοποιούνται μέχρι το συγκεκριμένο μήκος εργασίας (απλή τεχνική).
Επιτρεπόμενη ταχύτητα μικρομότορ: 500 min⁻¹ ή λιγότερο
Επιτρεπόμενη ροπή: 3.0 N.cm ή λιγότερο
⚠ Προειδοποίηση: Απομακρύνετε τα υπολείμματα από τις ρίνες και εφαρμόστε διακλυσμούς στους ριζικούς σωλήνες όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. Να μην χρησιμοποιήσετε JIZAI III (035.04), αλλά να τελειώσετε με JIZAI II (025.06) σε εξαιρετικά κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες.

JIZAI NiTi Rotary Files
— 自 在 —

Το σύστημα JIZAI είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά ενδοδοντικών εργαλείων της MANI. Κάθε ρίνη είναι πλήρως θερμικά επεξεργασμένη, με εξαιρετική ευκαμπτότητα και έχει σχεδιαστεί για να κόβει ομαλά και αποτελεσματικά. Το σχήμα της διατομής και των περιτροφών της βοηθούν στην αποφυγή διατρήσεων και υπερβολικής επεξεργασίας του ριζικού σωλήνα. Κάθε ρίνη μπορεί να καμφθεί εκ των προτέρων και θα διατηρήσει το σχήμα της. Διατίθεται σε μεμονωμένες συσκευασίες μεγέθους ISO των 3 ρινών ή ως μέρος ενός Standard Kit που περιλαμβάνει μια ακολουθία ρινών 25.04, 25.06 και 35.04 που έχουν σχεδιαστεί για ευθείς και ελαφρώς κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες. Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία.
Προτεινόμενη ταχύτητα λειτουργίας: 300-500 rpm
Προτεινόμενη ροπή: 1,00-3,00 Ncm

€35,00

Συσκευασία:
• Standard Kit συσκευασία 3 τεμαχίων 025.04/025.06/035.04 Μήκος 25mm
• Διάνοιξη ατομίου συσκευασία 3 τεμαχίων 025.14 Μήκος 18mm
• Μεμονωμένη συσκευασία 3 τεμαχίων 025.04/30.04/035.04/040.04/045.04/050.04/025.06/030.06/035.06 Μήκος 25mm

MANI Glide Finders
Ρίνες χειρός οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη διάνοιξη διόδου και τη δημιουργία διαδρομής ολίσθησης στους ριζικούς σωλήνες. Παρόμοιες με τις D Finders, αλλά αυτές έχουν κοπτική ικανότητα.
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος 08,10,12,15
Μήκος 25mm

€7,50

NEO! Endo Access Diaburs

€2,50



Εξειδικευμένες εγγλυφίδες για πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο ώστε να ξεκινήσει η ενδοδοντική θεραπεία

- Γίνεται η απομάκρυνση του οδοντικού ιστού και η εισαγωγή στον πολφικό θάλαμο EA-40: για την παρασκευή κοιλότητας ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο. Η μερική επίστρωση διαμαντιού με ασφάλεια και αξιοπιστία κόβει τη συγκεκριμένη περιοχή. Για την πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο και τη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα EA-10: 22mm EA-L10: 25mm, με την εγγλυφίδα αυτή αποκτούμε ξεκάθαρη εικόνα του πολφικού θαλάμου.
- Γίνεται η διάνοιξη του ριζικού σωλήνα EA-13: εύκολη απομάκρυνση της οδοντίνης για την απόκτηση ευθείας πρόσβασης στο ριζικό σωλήνα, καθαρή εικόνα του πολφικού θαλάμου

Rotagerm Ultra
Καθαρισμός και απολύμανση οδοντιατρικών εγγλυφίδων

Διάλυμα έτοιμο για επαγγελματική χρήση.

Χρήση
Διαβροχή, τηρείτε το χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση από 5 λεπτά με μέγιστο χρόνο 1 ώρα. Βουρτίζετε εάν υπάρχουν εμφανείς ακαθαρσίες.
Ξεπλύνετε τις ιατρικές συσκευές με άφθονο πόσιμο νερό για να απομακρύνετε κάθε ίχνος προϊόντος και οργανικής ακαθαρσίας, και στη συνέχεια σκουπίστε. Ανανεώστε το διάλυμα βυθισμού τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Συσκευασία Φιάλη των 2 lt

NEA ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ €37,00

- Βακτηριοκτόνο σε 5 λεπτά 20°C (EN1040, EN13727, EN14561).
- Μυκητοκτόνο σε 15 λεπτά, 20°C (EN1275, EN13624, EN14562).
- Δραστικό κατά της φυματίωσης σε 60 λεπτά, 20°C (EN13848, EN14563).
- Δραστικό σύμφωνα με EN 14476 σε 5 λεπτά, 20°C, σε PRV (ιός τύπου HBV), Herpesvirus, BVDV (ιός τύπου HCV, Vaccinia virus).

Επισημαίνουμε ότι οι εγγλυφίδες πρέπει μετά να ξεπλυθούν πολύ καλά με άφθονο νερό και να σκουπιστούν.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

MANI®

Με **10** συσκευασίες
 μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Με **20** συσκευασίες
 μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

<p>K-FILES ■ Symbol mark</p> <p>Μήκος (L): 21,25,28,31 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 21% □ 25% ▽ 28% ■ 31% ●</p>	<p>MEDIUM K-FILES</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Ασορτί: 12-37 Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Κωνικό: 02</p>	<p>D FINDERS</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 08, 10, 12, 15 Κωνικό: 2</p>	<p>FLARE FILES</p> <p>Μήκος (L): 25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 21% □ 25% ▽</p>	
<p>REAMERS ▲ Symbol mark</p> <p>Μήκος (L): 21,25,28,31 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 21% □ 25% ▽ 28% ■ 31% ●</p>	<p>MEDIUM REAMERS</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Ασορτί: 12-37 Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Κωνικό: 02</p>	<p>HEDSTROEM-FILES ● Symbol mark</p> <p>Μήκος (L): 21,25,28,31 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 21% □ 25% ▽ 28% ■ 31% ●</p>	<p>MEDIUM HEDSTROEM-FILES</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Ασορτί: 12-37 Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Κωνικό: 02</p>	
<p>ENGINE H-FILES ● Symbol mark</p> <p>Μήκος (L): 25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80 Μίγδος: 10-80</p>	<p>RT FILES</p> <p>Μήκος (L): 21,25,28,31 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 15-25 (1-2), 30-80 (1-3) Κωνικό: 28% ■ 31% ●</p>	<p>FLEXILE FILES</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 21% □ 25% ▽</p>	<p>ULTRASONIC FILES</p> <p>Μήκος (L): 33 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 10-50 Ασορτί: 15-40</p>	<p>ULTRASONIC ENDO FILES</p>
<p>PASTE CARRIERS 6 Symbol mark</p> <p>Μήκος (L): 21,25,29 mm Συσκευασία: 25-40, 45-80 Μίγδος: 25-40, 45-80</p>	<p>GATES DRILLS & PEESSO REAMERS</p> <p>Gates Drills Peeso Reamers</p> <p>Μήκος (L): 28,32 mm Συσκευασία: 1,2,3,4,5,6 Μίγδος: 1-6</p>	<p>FLARE FINGER SPREADERS</p> <p>Μήκος (L): 21,25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 15-40, 45-80 Ασορτί: 15-40 Κωνικό: 05</p>	<p>PLUGGERS & SPREADERS</p> <p>Μήκος (L): 25 mm Συσκευασία: 15-40, 45-80, 90-140 Μίγδος: 10-40 Ασορτί: 15-40</p>	



Clearfil™ SE Bond 2

Χρυσή Σταθερά. Universal συγκολλητικός παράγοντας 2 σταδίων



€60,50

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Καθολικές κλινικές εφαρμογές με το νέο CLEARFIL DC Activator.
- Νέος καταλύτης για ισχυρότερη αντοχή του δεσμού.
- Εξαιρετική, απαρμίλλη, μακρόχρονη, στην Ομάδα V, κλινική έρευνα με τα αυτοαδρποισόμενα προϊόντα CLEARFIL (5 χρόνια - 10 χρόνια επανέλεγχου 91% - 100% συγκράτηση).
- Μικρό πάχος φιλμ στις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Ίδανικό συγκολλητικό σύστημα στις ενός σταδίου αποκαταστάσεις (απορροφά την τήση και απομονώνει την οδοντίνη).
- Ίδανική επίστρωση συγκολλητικού παράγοντα για τις άμεσες αποκαταστάσεις.
- Δεν ανακινείται, δεν αναμιγνύεται, δεν απαιτείται τρίψιμο κατά την εφαρμογή του, δεν χρειάζονται πολλαπλές εφαρμογές.
- Το SE Primer 2 επεξεργάζεται αποκαταστάσεις από ζιρκόνιο και αλουμίνα.
- Δεν φωτοπολυμερίζεται στο εσωτερικό των έμμεσων αποκαταστάσεων.

Ενδείξεις

- Άμεσες αποκαταστάσεις χρησιμοποιώντας φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη.
- Επικάλυψη της κοιλότητας ως προεπεξεργασία για τις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Θεραπεία των εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών.
- Θεραπεία δοντιών με ευαισθησία.
- Ενδοστοματική επιδιόρθωση οπασμένων αποκαταστάσεων.
- Συγκόλληση αξόνων χρησιμοποιώντας διπλού ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβωμάτων.
- Αναύσταση κολοβωμάτων χρησιμοποιώντας φωτο-, διπλού- ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβωμάτων.
- Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών και όψεων χρησιμοποιώντας ρητινώδεις κονίες.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων



€130,00

Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα
 Clearfil SE Bond 2 EU 3270

ΔΩΡΟ

1 ρητίνη Clearfil Majesty™ Esthetic
 σε προκρώσεις A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, H0, E, 0C,
 XL, OA2, OA3, OA4, T, AM
 αξίας €46,15



SCHWERT
SWORD - ESPADA
EPEE - SPADA

APICO Εργαλεία

Με την αγορά 5 εργαλείων, έκπτωση 10%
Με την αγορά 9 εργαλείων, έκπτωση 20%

Ελαφρά, με χρωματιστές λαβές, με λεπτά, γωνιώδη ενεργά άκρα εργασίας για θεραπείες ακρορριζεκτομής / ανάστροφης έμφραξης ριζικού σωλήνα. Οι διαφορετικές γωνίες εξασφαλίζουν την ιδανική προσέγγιση σε κάθε ανατομική περίπτωση.

- 3635-10L 3635-10R
€47,00 3635-1 Μικρο περιοδοντική μήλη, διπλού άκρου, άκρα εργασίας 45° / 90°
- 3635-20L 3635-20R
€47,00 3635-2 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΦΡΑΞΗ
Ρέτρο εργαλείο, σφαιρικό 1.5mm, ευθεία σπάτουλα
- 3635-20L 3635-30R
€47,00 3635-3 Ρέτρο εργαλείο, σφαιρικό 1.5mm, κεκαμένη σπάτουλα
- 3635-40L 3635-40R
€47,00 3635-4 Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 130° γωνία
- 3635-50L 3635-40R
€47,00 3635-5 Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 130° γωνία
- 3635-60L 3635-40R
€47,00 3635-6 Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 65° γωνία

ULTRA Εργαλεία σύνθετων ρητινών

Η μαύρη ULTRA επίστρωση είναι εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική στη χάρση, συγκρινόμενη με τα συνήθη εργαλεία. Η λεία και αντιθαμβωτική επιφάνεια παρεμποδίζει την αντανάκλαση του φωτός και κολλάει σ' αυτή λιγότερο η σύνθετη ρητίνη. Η επίστρωση δεν αντιδρά με τα καθαριστικά διαλύματα ή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης, λόγω των χημικών χαρακτηριστικών της.

Με την αγορά 2 εργαλείων, έκπτωση 10%
Με την αγορά 3 εργαλείων, έκπτωση 15%

- 4084-101Ti 4084-111Ti
€56,00 4085-01Ti Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 1,8/1,5 mm, με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-102Ti 4084-112Ti
€56,00 4085-02Ti Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 2,9/2,7 mm, με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-103Ti 4084-113Ti
€56,00 4085-03Ti Συμπτυκωτήρας σύνθετης ρητίνης σχήματος αχλαδιού, 1,5/2,0 mm, με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-104Ti 4084-114Ti
€56,00 4085-04Ti Διαμορφωτής μοσπικής επιφάνειας σύνθετης ρητίνης / στίλβωσης, 1,8/1,8 mm, με εναλλασσόμενα άκρα, με το ένα άκρο γωνιώδες, ειδικά για άψη επιφάνειες
- 4084-105Ti 4084-115Ti
€56,00 4085-05Ti Σφαιρικός συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 0,9/1,3 mm, με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-106Ti 4084-116Ti
€56,00 4085-06Ti Σφαιρικός συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 2,1/1,3 mm, επίπεδος με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-107Ti 4084-117Ti
€56,00 4085-07Ti Συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 1,6/2,5 mm, με εναλλασσόμενα άκρα
- 4084-108Ti 4084-118Ti
€56,00 4085-08Ti Σπάτουλα σύνθετων ρητινών, 1,7/1,7 mm, με εναλλασσόμενα άκρα, ειδικά στα μεσοδόντια διαστήματα εγγύς/άψη

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Ρητίνες CLEARFIL™

Clearfil™ Majesty Posterior

Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες οπίσθιες Αποκαταστάσεις



€51,00

4+1
ΔΩΡΟ

Τελική τιμή
με την προσφορά
€40,81

- Αντοχή στη θλίψη: 504 MPa,
- Αντοχή στην κάμψη: 177 MPa,
- Μακροβιότητα αποκαταστάσεων,
- Μεγάλο βάθος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού (1,5%)
- Χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής

Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:
A2, A3, A3.5, B2, XL, OA3

Clearfil™ Majesty Esthetic



€46,15

3+1
ΔΩΡΟ

Τελική τιμή
με την προσφορά
€34,61

Μια φωτοπολυμεριζόμενη, διεθνής σύνθετη ρητίνη που περιέχει **75% ενισχυτικές ουσίες**. Λειτουργεί καλύτερα όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο στίλβωσης και αισθητική, εξαιτίας της απλοποιημένης τεχνικής στίλβωσης και της υψηλής ικανότητας στίλβνότητας.

Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, OC, XL, OA2, OA3, OA4, T, AM

Clearfil™ Majesty ES Flow



€37,90

- Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ενισχυτικών ουσιών 75% κ. β. (59% κ. ο.) και χαμηλό ιξώδες
- Υψηλή αντοχή στην στίλβνότητα
- Εξαιρετική λάμψη, φωτεινότητα της αποκατάστασης
- Μικρή συστολή πολυμερισμού και υψηλές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή, αντίσταση στην αποτριβή, μακροβιότητα αποκατάστασης)
- Πολλαπλές χρήσεις, συμπεριφέρεται όπως μια διεθνής σύνθετη ρητίνη
- Εξαιρετική σύσταση (κατάλληλη ρευστότητα, δεν ρέει ή κολλά κατά την εφαρμογή της εξαιτίας της ειδικής σύριγγας)
- Εύχρηστη (δίχως φουσκάλες και ελεγχόμενη η χρήση της) με την ολοκλήρωση σύριγγα διανομής
- Μεγάλη συλλογή αποχρώσεων για πολλαπλές χρήσεις

ΜΕΣΑΙΟ
ΕΞΩΔΕΣ

Σύριγγα 2.7gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, W, A2D, A3D

Με την αγορά
4 ρητίνων Clearfil™
Majesty ES Flow
ΔΩΡΟ
2 ρητίνες Clearfil
Majesty ES-2
Universal U (1,2 gr)
συνολικής αξίας
€44,20

Clearfil™ Majesty ES-2 Classic



€43,00

Classic

- Μονοχρωματική αποκατάσταση
- Αποκλειστική ιδιότητα της διάχυσης του φωτός (Τεχνολογία της Διάχυσης του φωτός Kuraray Noritake)
- Φυσικός φθορισμός
- Περιεχόμενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο.(78% κ.β.)
- Αποχρώσεις σύμφωνα με το χρωματολόγιο της VITA
- Εύκολη διαμόρφωση της αποκατάστασης
- Ίδια απόχρωση πριν και μετά τον φωτοπολυμερισμό
- Χρόνος εργασίας 4.5 λειπά στο φυσικό φως
- Εξαιρετές στίλβωτικές ιδιότητες

Σύριγγα 3.6gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

Σύριγγα 1.8gr

Αποχρώσεις:
Clear, Blue, Gray, Amber

€26,30



Αντιστοίχιση με αποχρώσεις VITA

Με την αγορά 2 ρητίνων Clearfil™ Majesty ES-2 Classic
ΔΩΡΟ μία συσκευασία
Clearfil™ Universal Bond Quick 1ml, αξίας €21,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

kuraray

Noritake

ΕΞΥΓΝΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεις

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη που παρέχει ακριβή απόδοση των χρωμάτων, υψηλή στιλβωσιμότητα και εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, καθιστώντας την ιδανική τόσο για τις πρόσθιες όσο και για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις. Έχει κατασκευαστεί με ιδανικό ιξώδες, εξασφαλίζοντας εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση. Οι αποχρώσεις CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου και απλοποιημένα μέσα για την πραγματοποίηση αισθητικών, ισχυρών και μακρόχρονων αποκαταστάσεων.

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ



€43,00
Σύριγγα 3.6gr
**3+1
ΔΩΡΟ**
Τελική τιμή με την προσφορά
€32,35



Απόχρωση για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις



Αποχρώσεις για τις πρόσθιες αποκαταστάσεις



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο BLOCKER
(Τεχνολογία της διάχυσης του φωτός)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



5ml = 250+ εφαρμογές

Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick συνδυάζει το αυθεντικό μονομερές 10-MDP με το νέο υδρόφιλο μονομερές αμιδίου, βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της «άμεσης συγκόλλησης».

Έτσι ο συγκολλητικός παράγοντας διεισδύει άμεσα στην υγρή οδοντίνη, την εμφράσσει ερμητικά και δεν αφήνει ελεύθερους πόρους. Μπορεί να συνδυαστεί με την PANAVIA SA Cement UNIVERSAL ή το CLEARFIL™ DC Core Plus ως αυτοπολυμεριζόμενο ή φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα.

EU 3572

€82,50
5ml

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



ΔΩΡΟ

Μία πντίβ Clearfil™
Majesty ES-2 Universal U (1,2 gr)

Συνολική έκπτωση
€30,35

Όλες οι ενδείξεις, ένας συγκολλητικός!



Άμεσες αποκαταστάσεις



Συγκόλληση άξονα/
Ανασύσταση κολοδώματος



Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων



Ενδοστοματική επιδιόρθωση

Εργονομική συσκευασία - Άνοιγμα με το ένα χέρι



Λόγω της τεχνολογίας της άμεσης συγκόλλησης η πιθανότητα επιμόλυνσης με τη νέα συσκευασία ελαχιστοποιείται ακόμη περισσότερο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων